



### Appareil de pressothérapie 250mmHg Beautiful Legs CA-MI

Contribue à la restauration des fonctions circulatoires, lymphatiques et veineuses.

Doté de manchons pneumatiques spécialement conçus, cet appareil exerce une pression séquentielle sur les membres, stimulant ainsi le flux sanguin et favorisant le drainage veino-lymphatique.

Soulage la sensation de jambes lourdes, réduit la rétention d'eau et offre une relaxation profonde après une longue journée

- Trois durées de traitement différentes (10,20,30min)
- Deux modes de traitement disponibles (esthétique ou thérapeutique)
- 4 zones de compression pouvant être exclues selon besoin
- Possibilité de moduler la pression de 20 à 250mmHg
- S'éteint au bout de 10 minutes d'inutilisation

Vendu avec :

1 Manchon pour jambe double large

#### Utilisation :

- Brancher le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation IEC
- Vérifier que tous les branchements aient une bonne étanchéité
- Brancher le connecteur à la pompe
- Appliquer le vêtement de compression sur les membres concernés
- Allumer l'appareil avec la touche ON/OFF
- Sélectionner la pression souhaitée
- Définir la durée du traitement
- Définir le type de traitement
- Appuyer sur START pour lancer la procédure
- A la fin du protocole, la machine se met en veille et s'arrête au bout de 10 minutes
- Plage de pression : 20-250mmHg

**Poids :** 2.5 kg

**Garantie :** 2 ans

**Alimentation :** 230V / 50Hz

**Longueur des manchons : 105cm**

**Largeur des manchons au plus haut : 30 cm**

Classe d'isolation II