

Doppler obstétrical HI-bébé

Détection immédiate
de la fréquence
cardiaque foetal



- Écoute et détection foetal
- Affichage écran du rythme cardiaque
- Plage de fréquence 50-240 pulsations
- Alimentation 2 piles AA 1,5V
- Sonde 2 MHZ haute sensibilité
- Dimension 12.5x8 cm, Poids 180 gr
- Livré en coffret avec gel et trousse de transport



Merci de me faire parvenir :

Un devis Une commande pour les produits suivants :

Doppler obstétrical avec sonde 2 MHZ Qté

Doppler vasculaire multi-usage Qté

Avec Sonde vasculaire superficielle 8 MHZ

Avec Sonde vasculaire générale 5 MHZ

Avec Sonde vasculaire profonde 4 MHZ

Avec Sonde foetal 2 MHZ

Mme M Nom.....

Prénom

Etablissement

Adresse

Code Postal Ville.....

Tél..... Mail

> A renvoyer à **ROBÉ MÉDICAL - BP 90061**

32 rue de la Joncherie - 88202 REMIREMONT CEDEX

Tél 03 29 62 00 25 - Fax 03 29 62 00 00

Email : contact.robe@gmail.com - site : www.robe.fr

SaS au capital de 189 000 € maison fondée en 1887 Siret 775 717 812

robé
+ médical

La qualité au juste prix

Doppler Vasculaire

HI-dop

Modèle multi-usage
Avec 4 sondes
interchangeables !



Doppler avec écran, affichage fréquences cardiaques et 4 sondes interchangeables au choix :

- 8 MHz: pathologies veineuses superficielles, IPS, mesure tension tibiale postérieure et pouls pédien.
 - 5MHz: usage général : veineux, veineux profond, artériel.
 - 4 MHz : Aorte abdominale, veines et artères profondes.
 - 2 MHz : Foetal
- Plage de fréquence 50-240 BPM
 - Alimentation 2 piles 1.5 v AA
 - Sondes haute sensibilité
 - Dimension 12.5x8 cm, Poids 180 gr
 - Livré en coffret avec gel et trousse de transport

