

## Performances des masques chirurgicaux selon leur type (cf. EN 14683)

Test	Type I	Type IR	Type II	Type IIR
Efficacité de filtration bactérienne (EFB) exprimée en %	$\geq 95$	$\geq 95$	$\geq 98$	$\geq 98$
Pression différentielle (exprimée en Pascal)	$< 29,4$	$< 49$	$< 29,4$	$< 49$
Pression de la résistance aux éclaboussures (exprimée en mm de mercure)	Non exigé	$\geq 120$	Non exigé	$\geq 120$

**Les masques IR et IIR sont dits « résistants aux éclaboussures »**