

AIGUILLES POUR MESOTHERAPIE ET MICRO-INJECTION

Tableau des différents types d'aiguilles existants



GAUGE	DIAMÈTRE	UTILISATIONS POSSIBLES	COULEURS (en noir couleurs qui correspondent à la norme ISO, en rouge couleurs Mesalyse)
16	1,60 mm	Pompeuse/transfert	Blanc
18	1,20 mm	Pompeuse/transfert	Rose
19	1,10 mm	Prélèvement Intra Veineux	Crème
20	0,90 mm	Prélèvement Intra Veineux	Jaune
21	0,80 mm	Injection Intra Musculaire / Intra Veineux - Prélèvement Intra Veineux	Vert
22	0,70 mm	Injection Intra Musculaire / Intra Veineux - Prélèvement Intra Veineux	Noir
23	0,60 mm	Injection Sous Cutané / Intra Musculaire / Intra Veineux - Prélèvement Intra Veineux	Bleu
25	0,50 mm	Injection Sous Cutanée	Orange
26	0,45 mm	Injection Sous Cutanée	Brun
27 *	0,40 mm	Injection Sous Cutanée	Gris / Vert foncé
30 *	0,30 mm	Injection Sous Cutanée / Indra-dermique	Jaune / Violette
32	0,26 mm	Injection Sous Cutanée / Indra-dermique	Transparent

* Modèles disponibles sur notre site www.robe-materiel-medical.com

ROBÉ MÉDICAL - BP 90061

32 rue de la Joncherie -88202 REMIREMONT CEDEX

Tél 03 29 62 00 25 - Fax 03 29 62 00 00

Email : contact.robe@gmail.com - site : www.robe.fr

SaS au capital de 189 000 € maison fondée en 1887 Siret 775 717 812

robé
+ médical