



Aiguilles d'acupuncture Tony stériles types Coréennes, manche en acier - Siliconées, avec guide

Une aiguille avec guide par blister - Stériles à usage unique - Diam. de 0.18mm à 0.30mm - Boîte de 100 aiguilles

Ces aiguilles siliconées sont utilisées pour la pratique de l'acupuncture. Conservées dans des blisters individuels, elles sont recouvertes d'un revêtement en silicone pour faciliter la pénétration et de réduire de potentielles douleurs. Chaque aiguille est munie d'un tube de guidage pour une pose plus précise.

Le manche est en acier et le corps de l'aiguille est en acier inoxydable austénitique.

Le manche en acier permet une bonne conductivité thermique ainsi qu'une bonne résistance, il est également idéal pour les débutants et les praticiens rapides.

Tony, une marque Hwato depuis 1862 :

Avec plus d'un siècle d'expérience, Hwato incarne depuis 1862 l'excellence dans la production d'aiguilles d'acupuncture. Les aiguilles Hwato ont remporté de nombreuses récompenses tant en Chine qu'à l'internationale, confirmant leur reconnaissance dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise et perpétuant un savoir-faire ancestral.

Caractéristiques techniques des aiguilles :

- AKG183 - Diam. : 0.18mm - Long. du corps de l'aiguille : 13mm
- AKG215 - Diam. : 0.20mm - Long. du corps de l'aiguille : 15mm
- AKG225 - Diam. : 0.25mm - Long. du corps de l'aiguille : 25mm
- AKG240 - Diam. : 0.25mm - Long. du corps de l'aiguille : 40mm
- AKG330 - Diam. : 0.30mm - Long. du corps de l'aiguille : 30mm
- AKG340 - Diam. : 0.30mm - Long. du corps de l'aiguille : 40mm

Précautions et avertissements :

- Doivent être utilisées par des praticiens qualifiés en acupuncture,
- Aiguilles stérilisées par du gaz d'oxyde d'éthylène - À usage unique,
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée ou si l'emballage intérieur a été ouvert,
- Utiliser précautionneusement dans le cas de l'acupuncture avec stimulation électrique,
- Détruire après usage.

Contre indications :

- Éviter de poncturer sur le cerveau, la moëlle, l'organe interne et la zone des vaisseaux sanguins,
- Éviter de poncturer les zones où le vaisseau sanguin coule, ou avec prudence. Poncturer sur les articulations principales avec prudence.
- Éviter de poncturer sur les 24 points Chungting, le long du méridien. Évitez de poncturer l'abdomen inférieur et supérieur, la région lombo-sacrée et les trois points Baihui pendant la grossesse, évitez également Shimen pour les femmes, et Mingmen pour les patients de moins de 3 ans.
- Évitez la poncture dans des cas particuliers ou si l'état de santé du patient

change soudainement.

Matériel médical CE de classe IIa, MDD.