

### Appareil d'ultrasonothérapie et d'électrothérapie - Soléo SonoStim - Zimmer - Devis sous 24h

Le Soléo SonoStim est un appareil ultrasonothérapie et d'électrothérapie utilisé pour la rééducation musculaire et la stimulation de la circulation.

Le Soleo SonoStim est un appareil polyvalent alliant ultrasonothérapie et électrostimulation, conçu pour répondre aux exigences de la physiothérapie moderne. Il est idéal pour la rééducation musculaire, l'augmentation métabolique et la stimulation de la circulation.

Recevez votre devis sous 24 heures en cliquant [ICI](#) ou par contact direct : [devis@robe-medical.com](mailto:devis@robe-medical.com).

#### Caractéristiques Techniques :

- Fréquences Ultrason : 0,8 MHz (effet profond) et 2,4 MHz (effet superficiel).
- Puissance Maximale d'Émission : 3 W/cm<sup>2</sup>.
- Dimensions : 32,2 cm x 23,4 cm x 13 cm.
- Poids : environ 3 kg.
- Ultrason : 1 prise pour une tête multifréquence étanche de 5 cm<sup>2</sup>.
- Électrostimulation : 2 canaux indépendants, avec des programmes, intensités et paramètres réglables.
- Les têtes multifréquences permettent de délivrer simultanément des fréquences de 0.8 MHz et 2.4 MHz.
- Carte mémoire SD

#### Assistant thérapeutique :

- Programmes Recommandés : une sélection de programme préparés
- Personnalisation : les paramètres personnalisés peuvent être sauvegardés sur une carte SD pour un ajustement rapide et précis des traitements.
- Applications Polyvalentes : le Soleo SonoStim permet la combinaison de l'ultrasonothérapie avec l'électrostimulation.

#### Les effets thérapeutiques du Soléo SonoStim :

- Antalgie
- Rééducation musculaire
- Augmentation métabolique
- Stimulation de la circulation.

#### Livré avec :

- 1 tête à ultrason de 5 cm<sup>2</sup>
- 1 câble d'alimentation
- 2 câbles patients (290 cm) avec pinces crocodiles
- 2 échantillons d'électrodes à usage unique (mixte et moyen)
- 1 support de tête à ultrasons
- 1 bouteille de gel à ultrason 500 ml
- 1 manuel d'utilisation

Appareil disponible sur devis [ICI](#) ou par contact direct : [devis@robe-medical.com](mailto:devis@robe-medical.com).

L'appareil d'ultrasonothérapie Soléo SonoStim doit être utilisé par un professionnel compétent dans le domaine.



