



### Désinfectant Dentasept AF+ pour systèmes d'aspiration dentaire - Anios

Pour le nettoyage et la désinfection des circuits d'aspiration en milieu dentaire.

Compatible avec les différents systèmes d'aspiration. Triple action : nettoyante, désincrustante et désinfectante. S'utilise avec le [Dentasept ASP System](#).

Efficace dès 15 minutes, actif contre tous les virus enveloppés.

- Solution non moussante.
- Action nettoyante, désincrustante et désinfectante.
- Dilution très économique à 2% : 5L de concentré = 250L de solution prête à l'emploi.
- Non classé dangereux pour l'environnement après dilution à 2%.
- Efficacité prouvée sur le biofilm selon ISO/TS 15883 – 5 : 2006.

#### Propriétés microbiologiques à 20°C :

- Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561 – 15 minutes.
- Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562 – 15 minutes.
- Tuberculocide : EN 14348, EN 14563 – 60 minutes.
- Actif selon EN 14476 sur Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus – 5 minutes.

#### Composition :

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, association d'agents tensioactifs, agent séquestrant, colorant et excipients.

***Dangereux : respecter les précautions d'emploi (établies conformément à la réglementation européenne en matière de classification et étiquetage des produits chimiques). Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations relatives au produit. Usage professionnel uniquement.***

#### Contenances disponibles :

- Flacon doseur de 1 L.
- Bidon de 5 L avec pompe doseuse.

Fabriqué en France.  
Certification Ecovadis.

Dispositif Médical CE, classe IIb.