

FICHE TECHNIQUE

Orthèse correctrice pour hallux valgus léger - Vendu à l'unité

Utilisable de jour comme de nuit

Grâce à son articulation, cette orthèse permet de pouvoir marcher pieds nus tout en contribuant à corriger un hallux valgus léger. Il est également possible de la porter au repos ou pendant la nuit.

- Articulation pour le gros orteil permettant la flexion du pied
- Contribue à soulager les douleurs articulaires liées à l'hallux valgus
- Taille ajustable pour épouser parfaitement la morphologie du pied
- Port confortable grâce au coussin rembourré au niveau de l'os du pied
- Conçue avec des aérations pour laisser respirer la peau
- Fermeture avec velcro et scratch
- Lavable et réutilisable

Dimensions: Longueur: 14 cm - Largeur: 4,5 cm

Composition: Plastique, Polyester, Velcro, Mousse, Métal

Conditionnement: Vendu à l'unité (x1 orthèse correctrice)

À ne pas porter si:

- Plaies ouvertes
- Maladies de la peau
- Trouble circulatoire
- Diabétique

Dispositif médical CE conforme MDD 93/42.

