

## FICHE TECHNIQUE



### **Pince césarienne vétérinaire avec mors interchangeables en caoutchouc - 28 cm - Inox**

Dispositif vétérinaire permettant d'écarter et maintenir les tissus du ventre

Cette pince s'utilise lors de la césarienne d'un animal, dans le but d'écarter et de maintenir les tissus du ventre.

Ses mors en caoutchouc sont interchangeables. [Nous les proposons également sur notre site.](#)

#### **Dimensions :**

- Pince :  
Longueur = 310 mm  
Largeur prise en main = 90 mm  
Largeur avec mors = 30 mm
- Mors :  
Longueur = 50 mm  
Largeur = 29 mm  
Hauteur = 15 mm

#### **Poids :**

- Pince : 203 gr
- Mors : 33 gr

#### **Autoclavable :**

Cette pince, sans les mors, est autoclavable à 134°C pendant 18 min. Les mors sont autoclavables, mais à plus faible température.

#### **Nettoyage :**

En machine ou à la main avec un produit nettoyant et désinfectant n'attaquant pas l'acier inoxydable, ni le caoutchouc.

#### **Matières :**

En acier de grade-410 (Carbone : 0.09 à 0.15% ; Manganèse : 1.0% maximum ; Phosphore : 0.040% maximum ; Soufre : 0.030% maximum ; Silicone : 1.0% maximum ; Chrome : 11.50 à 13.50% ; Nickel : 1.0% maximum)

#### **Précaution d'emploi :**

Inspecter visuellement la pince si elle n'est pas abîmée (encoche, bord tranchant, usure...). Vérifiez que le mouvement de la charnière soit lisse et que le jeu ne soit pas excessif. Le verrouillage devrait se faire automatiquement par action.