

## FICHE TECHNIQUE

### Planche de transfert pliable de lit à lit - Tissu rotatif - 170\*50 cm

Tissu rotatif pour faciliter le transfert - Dimensions pliées: 87\*50 cm

Le tissu de cette planche transfert pliable effectue une rotation latérale sur la planche sans frottement avec le patient permettant de réaliser des transferts de lit à lit sans aucun effort ni traumatisme pour le patient.

La planche est composée d'une âme pliable en polypropylène rigide mais très léger pouvant résister jusqu'à 200 kg pour un poids de seulement 2.3 kg conférant un réel confort d'utilisation pour le personnel médical.

Planche anti-allergène, imputrescible, antibactérienne et classée au feu.

Utilisable pour des examens aux rayons X.

- Pliable, facile à ranger et légère à transporter
- Facilement lavable en machine à laver à 60°
- Désinfectable à froid

- Dimensions:

> Dépliée: Longueur: 170 cm \* Largeur: 50 cm

> Pliée: Longueur: 87 cm \* Largeur: 50 cm

- Résistance: 200 kg

- Poids: 2,3 kg

- Composition: Polypropylène et nylon avec poignées thermoplastique en polyacétal

Conseils d'utilisation:

1. La première personne aide le patient à pivoter en position latérale sur le lit
2. La seconde personne place la planche sous le patient
3. Une fois placé, le patient peut-être transféré
4. Dès que le transfert est terminé, replacer le patient en position latérale
5. Une fois fait, retirer la planche

