

FICHE TECHNIQUE

Set de 24 ventouses en polycarbonate avec pompe - Diam. allant de 3,2 cm à 6,8 cm - Cloud and Dragon

Kit de 24 ventouses en plastique pour la cupping thérapie - Avec pompe manuelle et rallonge de qualité professionnelle.

Les ventouses avec pompe sont des instruments fréquemment utilisés en "Cupping thérapie" (Thérapie par ventouse), une médecine traditionnelle chinoise. Elles peuvent être mises à contribution pour la circulation lymphatique, pour soulager les douleurs musculaires, pour la récupération sportive, la relaxation et le bien-être, etc.

Caractéristiques techniques :

- 24 ventouses en polycarbonate transparent non toxique,
- Transparent,
- Incassable,
- Rigide,
- Non toxique
- Pompe manuelle avec rallonge de 64 cm.

Taille des ventouses :

- 4 x Ventouses de 6,8 cm de diamètre,
- 6 x Ventouses de 6 cm de diamètre,
- 6 x Ventouses de 5,2 cm de diamètre,
- 2 x Ventouses de 4,4 cm de diamètre,
- 2 x Ventouse de 3,5 cm de diamètre,
- 1 x Ventouse de 3,2 cm de diamètre,
- 2 x Ventouse "grande articulation" de 5 cm de diamètre,
- 1 x Ventouse "petite articulation" de 4,4 cm de diamètre.

Comment l'utiliser ?

- Choisissez la taille des ventouses en fonction de la zone à traiter.
- Raccorder la ventouse à la pompe en utilisant la rallonge si besoin.
- Créer un vide d'air à l'intérieur de la ventouse à l'aide de la pompe manuelle.
- Décrocher la ventouse en la détachant l'embout vert.
- Ajuster la pression grâce à la valve orange située au sommet de la ventouse.
- Pour détacher la partie attachée au corps, tirer sur valve partie orange.

Recommandations :

Ne pas appliquer les ventouses sur les zones du corps sensibles, comme les yeux, le nez, les mamelons, les parties intimes ou de la peau abîmée ou blessée.

En cas de doute, consulter un professionnel de santé avant l'utilisation.

Pour le nettoyage des ventouses : poussez la valve orange jusqu'à séparation de la ventouse, puis après rinçage à l'eau, essuyez la paroi intérieure du gobelet avec un coton imbibé d'alcool.

La cupping thérapie est une pratique venant de la médecine traditionnelle

Robé Médical 26 Rue des Pêcheurs 92205 Nanterre Cedex France
Demande d'information : info@robedmedical.com ou [+33147300000](tel:+33147300000)

