



### Spray détergent désinfectant sans alcool Alkapharm Septalkan - 750 ml

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux.

Sans alcool, sans parfum et sans allergène.

Action désinfectante à large spectre: bactéricide, fongicide, virucide, sporicide. Actif sur les spores de Clostridium difficile.

Temps d'action entre 1 et 5 minutes.

Dispositif médical de Classe IIb: peut être utilisé sur tous les dispositifs médicaux de Classe I, II, a, IIb pour une désinfection de surfaces.

Compatible avec les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (selon l'arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013).

Utilisation sur les surfaces (paillasse, charriots, mobilier), les équipements (moniteurs) et dispositifs médicaux, invasifs et non invasifs, non immergeables: sondes endocavitaires, sonde d'échographie, endoscopes gainés, testeurs de glycémie, thermomètres, respirateurs, générateurs d'hémodialyse,...

- Prêt à l'emploi.
- Sans rinçage sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Sans alcool, parfaitement inodore.
- pH neutre.
- Non corrosif.
- Ne laisse pas de traces.

#### **Propriétés microbiologiques:**

- Bactéricide en 1min selon EN13697: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli.
- Bactéricide en 5min selon EN13727, EN14561, EN1276, NF T 72-281, EN16615: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli.
- Fongicide en 5min selon EN13624, EN14562, EN1650, EN13697, NF T 72-281, EN16615: Candida albicans, Aspergillus fumigatus.
- Virucide en 5min selon EN14476: Adenovirus, Norovirus, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Rotavirus.
- Sporicide en 5min selon NF T 72-281: Bacillus subtilis, Clostridium difficile.

**Composition:** Chlorure de didecyl diméthylammonium n° CAS 7173-51-5 à 0.25g/kg. Chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzyl ammonium CAS 68424-85-1 à 0.95g/kg.

#### **Conditionnements :**

- Flacon de 750ml
- Bidon de 5 litres pour recharge

Usage professionnel.

Fabriqué en France.

Conditionné en flacon de 750ml avec pulvérisateur mousseur.

Matériel médical CE.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et*

