

### Spray pour ECG en flacon de 250ml Signa Parker

Recommandé pour les procédures électromédicales (à l'exception de la défibrillation) ou pour l'utilisation avec des équipements de stimulation musculaire

Solution pour électrodes et préparation dermique. Electrolyte vaporisable non stérile, électriquement conducteur, non granuleux et bactériostatique. Recommandé pour les procédures électromédicales (à l'exception de la défibrillation) ou pour l'utilisation avec des équipements de stimulation musculaire.

#### Caractéristiques techniques :

- pH : 4.5 - 7.0
- Conductivité : supérieure à 20.000  $\mu\text{mhos/cm}$
- Solution aqueuse claire verte
- Sans odeur

#### Conditionnement :

- Spray de 250ml

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Fabrication Américaine

