



### Support de mollets en gel pour fauteuil roulant - Avec sangles de positionnement - Gel Ovations

Support en gel à fixer directement aux tubes du fauteuil roulant pour maintenir les mollets

Ce support de mollets en gel est universel et s'adapte à tous les fauteuils roulants.

Il se fixe facilement grâce aux bandes Velcro de positionnement situées au dos.

Ce support de mollets en gel est muni d'une boucle à dégagement rapide au centre pour permettre aux repose-pieds de s'écarter simplement pour faciliter les transferts.

- Support pour mollet
- Universel
- S'adapte aux différents fauteuils roulants
- Dimension : entre 40.5 et 51 cm
- Composé de gel
- Permet de reposer les mollets

#### Utilisation :

Fixer le support aux barres de suspension du fauteuil roulant à l'aide des bandes velcro.

Utiliser les sangles de positionnement pour obtenir la meilleure position pour l'utilisateur.

#### Dimensions :

405 - 510 mm

Matériel médical CE.