

**Qualité
Prix**

.....
2.58 €



GANTS D'EXAMEN LATEX ROBÉ

Nouvelle qualité
Ultra-Sensitive®

Non stériles, très résistants, légèrement poudrés. Pure soie de latex pour offrir une meilleure sensibilité, toucher très doux et fin.
Conformes aux normes EN 455-1, EN 455-2, NF, ASTM D 3578, C€ 93/42.

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À **-33%**
par quantité

La boîte	Taille	Prix de la boîte		
		1 boîte	10 boîtes	30 boîtes
Réf GELA56	extra small 5/6	3.86€ ^{ht}	2.99€ ^{ht}	2.58€ ^{ht}
Réf GELA67	small 6/7	3.86€ ^{ht}	2.99€ ^{ht}	2.58€ ^{ht}
Réf GELA78	médium 7/8	3.86€ ^{ht}	2.99€ ^{ht}	2.58€ ^{ht}
Réf GELA89	large 8/9	3.86€ ^{ht}	2.99€ ^{ht}	2.58€ ^{ht}

.....
3.62 €



Nouvelle qualité
Ultra-Sensitive®

GANTS D'EXAMEN LATEX NON POUDRÉS

Non stériles. Nouvelle qualité pour plus de confort et sensibilité au toucher.
Absence de poudrage.
Conformes aux normes EN 455-1, EN 455-2, ASTM D 3578, C€ 93/42.

La boîte	Taille	Prix de la boîte		
		1 boîte	10 boîtes	30 boîtes
Réf GENP67	small 6/7	4.12€ ^{ht}	3.72€ ^{ht}	3.62€ ^{ht}
Réf GENP78	médium 7/8	4.12€ ^{ht}	3.72€ ^{ht}	3.62€ ^{ht}
Réf GENP89	large 8/9	4.12€ ^{ht}	3.72€ ^{ht}	3.62€ ^{ht}

L'essentiel du médical à prix réduit

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

robé
+ médical



LES GANTS VINYLE ET LES GANTS NITRILE

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À **-33%**
par quantité



Nouvelle qualité
Ultra-Sensitive®

GANTS VINYLE POUDRÉS

Non stériles, ambidextres.
Faiblement poudrés, très résistants avec manchettes à bourrelets.
Conformes aux normes EN 455-1 et EN 455-2, ASTM D 5250, C€ 93/42.

La boîte	Taille	Prix de la boîte		
		1 boîte	10 boîtes	30 boîtes
Réf GEVI67	small 6/7	3.28€ ^{ht}	2.85€ ^{ht}	2.58€ ^{ht}
Réf GEVI78	médium 7/8	3.28€ ^{ht}	2.85€ ^{ht}	2.58€ ^{ht}
Réf GEVI89	large 8/9	3.28€ ^{ht}	2.85€ ^{ht}	2.58€ ^{ht}

LA BOÎTE À
PARTIR DE **2.79 €**
par quantité



GANTS VINYLE NON POUDRÉS

Nouvelle qualité pour un toucher encore plus précis.
Non stériles, ambidextres. Non poudrés, très résistants avec manchettes à bourrelets.
Conformes aux normes EN 455-1 et EN 455-2, ASTM D 5250, C€ 93/42.

La boîte	Taille	Prix de la boîte		
		1 boîte	10 boîtes	30 boîtes
Réf GEVINP67	small 6/7	3.33€ ^{ht}	3.06€ ^{ht}	2.79€ ^{ht}
Réf GEVINP78	médium 7/8	3.33€ ^{ht}	3.06€ ^{ht}	2.79€ ^{ht}
Réf GEVINP89	large 8/9	3.33€ ^{ht}	3.06€ ^{ht}	2.79€ ^{ht}

LA BOÎTE À
PARTIR DE **4.57 €**
par quantité



GANTS D'EXAMEN NITRILE ROBÉ

Offre un toucher exceptionnel et une résistance accrue au déchirement.
A utiliser également en cas d'allergie au latex.
Conformes aux normes EN 455-1 et EN 455-2, ASTM D 6319, C€ 93/42.

La boîte	Taille	Prix de la boîte		
		1 boîte	10 boîtes	30 boîtes
Réf GEN67	small 6/7	5.27€ ^{ht}	4.84€ ^{ht}	4.57€ ^{ht}
Réf GEN78	médium 7/8	5.27€ ^{ht}	4.84€ ^{ht}	4.57€ ^{ht}
Réf GEN89	large 8/9	5.27€ ^{ht}	4.84€ ^{ht}	4.57€ ^{ht}



GANTS NITRILE NON POUDRÉS ROBÉ

La qualité du nitrile associée aux avantages du non poudré.
Suppression des risques d'allergie dûs au latex et au poudrage.
Conformes aux normes EN 455-1 et EN 455-2, ASTM D 6319, C€ 93/42.

La boîte	Taille	Prix de la boîte		
		1 boîte	10 boîtes	30 boîtes
Réf GENPI67	small 6/7	5.39€ ^{ht}	4.97€ ^{ht}	4.72€ ^{ht}
Réf GENPI78	médium 7/8	5.39€ ^{ht}	4.97€ ^{ht}	4.72€ ^{ht}
Réf GENPI89	large 8/9	5.39€ ^{ht}	4.97€ ^{ht}	4.72€ ^{ht}

LES GANTS STÉRILES ET DOIGTIERS LATEX

~~13.50 €~~
8.83 €

la boîte de 50 paires



**Qualité
Prix**

Nouvelle qualité
Ultra-Sensitive®

GANTS DE CHIRURGIE LATEX STÉRILES

Qualité supérieure avec un excellent toucher. Manchette longue, forme anatomique. Pour tout type d'intervention. Emballage stérile par paire, avec pochette intérieure main droite et main gauche, validité 5 ans. Latex naturel faiblement poudré. Boîte de 50 paires.



La boîte de 50 paires	Taille	La boîte	la boîte	
			1 boîte	3 boîtes
Réf GCST65	6.5	13.50 € ^{ht}	9.80 € ^{ht}	8.83 € ^{ht}
Réf GCST70	7	13.50 € ^{ht}	9.80 € ^{ht}	8.83 € ^{ht}
Réf GCST75	7.5	13.50 € ^{ht}	9.80 € ^{ht}	8.83 € ^{ht}
Réf GCST80	8	13.50 € ^{ht}	9.80 € ^{ht}	8.83 € ^{ht}
Réf GCST85	8.5	13.50 € ^{ht}	9.80 € ^{ht}	8.83 € ^{ht}



GANTS D'EXAMEN LATEX STÉRILES

Manchette courte, ambidextres. Emballage stérile par paire, avec pochette intérieure main droite et main gauche. Stérilisation rayon gama, validité 5 ans. Latex naturel faiblement poudré. Boîte de 50 paires.

La boîte de 50 paires	Taille	la boîte	
		1 boîte	3 boîtes
Réf GIST67	6/7	12.80 € ^{ht}	11.98 € ^{ht}
Réf GIST78	7/8	12.80 € ^{ht}	11.98 € ^{ht}
Réf GIST89	8/9	12.80 € ^{ht}	11.98 € ^{ht}

Non poudrés



GANTS DE CHIRURGIE LATEX STÉRILES NON POUDRÉS

Forme anatomique. Très haut niveau de confort. Pour tout type d'intervention. Emballage stérile par paire, avec pochette intérieure main droite et main gauche, validité 5 ans. Latex naturel non poudré. Boîte de 25 paires.

La boîte de 25 paires	Taille	la boîte	
		1 boîte	3 boîtes
Réf GCNP70	7	13.17 € ^{ht}	12.66 € ^{ht}
Réf GCNP75	7.5	13.17 € ^{ht}	12.66 € ^{ht}
Réf GCNP80	8	13.17 € ^{ht}	12.66 € ^{ht}
Réf GCNP85	8.5	13.17 € ^{ht}	12.66 € ^{ht}



.....
0.96€

DOIGTIERS ROULÉS LATEX 1 DOIGT

Non stériles, pur latex légèrement poudrés
Vendus en sachets de 100 unités, en taille M ou L.

Le sachet de 100 doigtiers	Taille	Le sachet	
		1 sachet	3 sachets
Réf DOIGR1	M/28 mm	1.08 € ^{ht}	0.96 € ^{ht}
Réf DOIGR2	L/30 mm	1.08 € ^{ht}	0.96 € ^{ht}

Le conseil, la qualité et le prix le plus juste.

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.

Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

robé
+ médical

L'USAGE UNIQUE



CHARLOTTES NON-TISSÉES


Charlotte non-tissée 6gr/m² avec élastique. Le sachet de 200 charlottes.

CALOTS PLATS NON-TISSÉS

Modèle économique, 1 épaisseur avec attaches élastiques. Sachet de 150 calots.

Le sachet	Désignation	Taille	Le sachet	
			1 sachet	5 sachets
Réf CCHANT	Charlotte	53 x 53 cm	8.49€ ^{ht}	7.99€ ^{ht}
Réf CAFONT	Calot	31 x 9.3 cm	8.90€ ^{ht}	8.40€ ^{ht}

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À **20%**
par quantité



DOIGTIERS POLYETHYLÈNE 2 DOIGTS

Non stériles ou stériles. Sachet de 100 doigtiers blancs.

Le sachet de 100 doigtiers	Désignation	Le sachet	
		1 sachet	3 sachets
Réf DOIGT2	Non Stériles	0.88€ ^{ht}	0.76€ ^{ht}
Réf DO2DST	Stériles	1.63€ ^{ht}	1.47€ ^{ht}



GANTS POLYETHYLÈNE ROBÉ

Très résistants, imperméables, ambidextres, transparents. Sachet de 100 gants, taille unique.


Le sachet de 100 gants	Taille	Le sachet	
		1 sachet	5 sachets
Réf GPOLTM	unique	0.99€ ^{ht}	0.79€ ^{ht}



GANTS DE MÉNAGE

Tout usage . Caoutchouc épais et très résistant.

Le sachet de 12 paires	Taille	Le sachet	
		1 sachet	5 sachets
Réf GANMENL	Large	4.53€ ^{ht}	3.90€ ^{ht}
Réf GANMENM	Moyen	4.53€ ^{ht}	3.90€ ^{ht}



L'UNITÉ À PARTIR DE **0.49 €** par quantité

MASQUES RESPIRATOIRES FFP2 ET FFP3

Filtre les particules et gouttelettes. Protège l'utilisateur des agents infectieux et toxiques. Recommandés contre la grippe aviaire. Niveau de classement FFP2 ou+ FFP3 (protection maximale). Conformes aux normes en vigueur EN 149:2001 - CE 0194. FFP2 souple, forme bec sans valve. FFP2 forme coque sans valve. FFP3 forme coque avec valve expiratoire, pour faciliter la respiration.

La boîte de 20 masques	Désignation	Le masque*	
		1 boîte	3 boîtes
Réf MFFP2SV	FFP2 forme bec sans valve	0.59€ ^{ht}	0.55€ ^{ht}
Réf MFFP2CSV	FFP2 forme coque sans valve	0.54€ ^{ht}	0.50€ ^{ht}
Réf MFFP3	FFP3 forme coque avec valve	0.99€ ^{ht}	0.84€ ^{ht}

* Tarif modifiable en fonction des disponibilités

1.49 €



MASQUES VISITEURS 1 PLI

Modèle économique, 1 épaisseur avec attaches élastiques.

La boîte de 100 masques	La boîte	
	1 boîte	5 boîtes
Réf MASRO	1.65€ ^{ht}	1.49€ ^{ht}

LES ESSENTIELS



MASQUES DE SOINS 2 PLIS

Non-tissé. 2 épaisseurs avec attaches élastiques. Renfort nasal supérieur.

La boîte de 100 masques	La boîte	
	1 boîte	5 boîtes
Réf MASKINF	4.57€ ^{ht}	3.99€ ^{ht}



MASQUES DE SOINS 3 PLIS

Non-tissé. Protection renforcée avec 3 épaisseurs. Renfort nasal supérieur et renforts latéraux. Dim 17x18 cm.

Le sachet de 50 masques	Désignation	Le sachet	
		1 sachet	3 sachets
Réf MASKCRIRE	Avec élastiques	2.59€ ^{ht}	2.10€ ^{ht}
Réf MASKCHIR	Avec lacets	2.59€ ^{ht}	2.10€ ^{ht}

30 g/m²



35 g/m²

Imperméable



4.50 €
le cent



BLOUSES NON-TISSÉES

Avec poignets élastiques. Taille unique 120x140 cm
- Non-tissées bleu polypropylène 30g/m²
- Non-tissé vert polypropylène avec couche imperméable, 35g/m²

La pochette de 10 blouses	La pochette	
	1 pochette	5 pochettes
Réf BLOUTS	4.98€ ^{ht}	4.70€ ^{ht}
Réf BLOIMD	8.25€ ^{ht}	7.50€ ^{ht}

TABLIERS DE PROTECTION

Usage unique en polyéthylène blanc. Ajustable toutes tailles, fermeture avec lanière dorsale.
Épaisseur 25 microns. Largeur 125 cm.

Le sachet de 100 tabliers	Le sachet	
	1 sachet	10 sachet
Réf TPP100	4.97€ ^{ht}	4.50€ ^{ht}

70 g/m²



BLOUSES NON-TISSÉES ÉPAISSEUR 70G/M²

Blouse à usage unique, polypropylène 70g/m², protection renforcée.
Confortable et souple, avec poignets élastiques.
Non stérile.

La pochette de 10 blouses	Taille	La pochette	
		1 pochette	5 pochettes
Réf CASIN1	Médium / 124 cm	33.80€ ^{ht}	32.00€ ^{ht}
Réf CASIN2	Large/ 150 cm	33.80€ ^{ht}	32.00€ ^{ht}

EPI catégorie III
types 5 et 6



COMBINAISON INTÉGRALE DE PROTECTION

Tenue complète avec casaque intégrée et sur-bottes.
Équipement de protection individuel (EPI) classé CE risque de catégorie III de type 5 et de type 6 (protection contre les particules et les projections) suivant directives CEE 89/686 et CEE 89/656.

L'unité	Prix de l'unité	
	5 unités	15 unités
Réf PPE	6.28€ ^{ht}	5.60€ ^{ht}

LUNETTES DE PROTECTION

Lunettes de protection biologique.
Conforme à la directive CE 656/89.
Utilisation possible avec lunettes de vue. Anti-buée.
Résistances aux impacts testée projections 45m/s et particules basses énergie.



L'unité	Prix de l'unité	
	1 pièce	5 pièces
Réf GOPPE	3.68€ ^{ht}	3.57€ ^{ht}

Franco de port à partir de 199 Euros HT, livraison sous 48 h

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.

Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.



BAVOIRS, CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES

Très résistant



Qualité
Prix

GANTS DE TOILETTE USAGE UNIQUE

Non-tissés, très résistants, épais et absorbants. Coloris blanc.
Dimension : 14.5 x 25 cm

Le sachet de 50 gants	Le sachet	
	1 sachet	10 sachets
Réf GTNT	2.97€ ^{ht}	2.83€ ^{ht}


LES ESSENTIELS



BAVOIRS COLLERETTES REPAS USAGE UNIQUE

Non-tissé absorbant avec doublure imperméable plastifiée. Découpe à l'encolure et poche de recueil. Dimension 40 x 54 cm

Le carton de 300 bavoirs	Le carton	
	1 carton	3 cartons
Réf BAVOIR	26.65€ ^{ht}	25.90€ ^{ht}



Lavettes

Éponges



Résistant
à 300
lavages

COLLERETTES REPAS LAVABLES

Tissu écossais : Dessus coton brossé, dessous vinyle satiné. Imperméable et lavable en machine 60 ou 90°, résiste à 300 lavages.
Tissu éponge : Tissu éponge bouclette 100% coton enduit de PVC. Lavable en machine à 90° Usage intensif. Poids 270g/m²

LAVETTES ET ÉPONGES PRÉ-IMPRÉGNÉES

Pour la toilette hygiénique des patients. PH neutre . Pré-imprégnées de savon très doux.

Lavettes ovate : 12 x 20 x 1 cm

Éponges mousse : 13 x 8 x 2.5 cm

Le sachet	Descriptif	Le sachet	
		1 sachet	10 sachets
Réf DISF1020	Sachet de 20 lavettes	1.95€ ^{ht}	1.79€ ^{ht}
Réf DISF1308	Sachet de 50 éponges	5.72€ ^{ht}	5.50€ ^{ht}

L'unité	Désignation	L'unité	
		1 unité	10 unités
Réf BAVLAV	Tissu écossais / 43 x 91 cm	6.80€ ^{ht}	6.55€ ^{ht}
Réf BAVEP	Tissu éponge /45 x80 cm	4.25€ ^{ht}	3.74€ ^{ht}



À PARTIR
DE 2.69 €
le cent

COUVRE-CHAUSSURES

PVC : Ajustable toute taille, imperméable et résistant.
Non-tissé : Ajustable toute taille, avec renfort semelle.
Conditionnement : sachet de 100 unités, soit 50 paires.

Le sachet de 100 unités	Descriptif	Le sachet	
		1 sachet	10 sachets
Réf COUCHNT	Non-tissé	5.75€ ^{ht}	5.25€ ^{ht}
Réf COUCHA	PVC	2.99€ ^{ht}	2.69€ ^{ht}

Qualité
Prix



CHAUSSURES ET SABOTS MÉDICAUX DE SÉCURITÉ

Imitation cuir. Antistatiques, résistantes aux acides et solvants.
Semelles amortissantes et antidérapantes.
Traitées anti-odeur, lavables en machine à 30°.
Bouts renforcés avec coquille en acier.
Conformes aux normes EN 345 et EN 347
Tailles disponibles : 38-39-40-41-42-43-44. Unisexes.

La paire	Désignation	Taille	La paire
Réf CHAUSAB(xx)*	Sabots	38 à 44	21.50€ ^{ht}
Réf CHAUSHS(xx)*	Chaussures	38 à 44	25.50€ ^{ht}

* (xx) = indiquer la taille souhaitée

L'USAGE UNIQUE

LA RÉFÉRENCE

.....

2.35 €

DRAP D'EXAMEN OUATE BLANCHE

Doux et résistant. Traité anti-humidité. Pure ouate de cellulose.
 Epaisseur 2 x 20gr.
 Largeur 50cm / longueur 60m.
 150 formats prédécoupés de 50 x 40 cm.

Le carton de 12 rouleaux	Prix du rouleau		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf DEP150	2.77€ ^{ht}	2.46€ ^{ht}	2.35€ ^{ht}

**Qualité
Prix**



DRAP D'EXAMEN PUR OUATE RENFORCÉ

Pure ouate de cellulose, fibre longue pour plus de résistance au déchirement.
 Epaisseur 2 x 20gr. Largeur 50cm / longueur 60m
 150 formats prédécoupés de 50 x 40 cm

Le carton de 12 rouleaux	Prix du rouleau		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf DEPS150	3.04€ ^{ht}	2.77€ ^{ht}	2.66€ ^{ht}



DRAP D'EXAMEN PLASTIFIÉ

Un côté absorbant et un côté plastifié imperméable pour une protection maximale en cas d'écoulement. Poids 50gr/m². Largeur 50cm / longueur 60m.
 132 formats prédécoupés de 50 x 40 cm

Le carton de 6 rouleaux	Prix du rouleau		
	1 carton	5 cartons	10 cartons
Réf DEPP50	5.14€ ^{ht}	4.90€ ^{ht}	4.78€ ^{ht}



DRAP D'EXAMEN

Mélange polyester-cellulose pour un confort et une résistance maxi.
 Résistant à l'eau, absorbant et agréable au toucher, ne peluche pas
 Carton de 100 formats, 200 x 69 cm.

Le carton de 100 formats	Prix du carton	
	1 carton	3 cartons
Réf DEP100	45.00€ ^{ht}	41.70€ ^{ht}



**Absorption maxi
14 épaisseurs**

CELLULOSE EN ROULEAU

Rouleau de cellulose pure, épaisseur 14 feuilles, poids 800 gr, largeur 30 cm.
 Absorption maximale, à utiliser comme alèse ou en renfort de couches et changes. Emballage individuel

Le carton de 10 rouleaux	Prix du rouleau	
	1 carton	3 cartons
Réf CEB800	2.49€ ^{ht}	2.38€ ^{ht}

Satisfait ou remboursé sous 21 jours

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
 Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

robé
+ médical



ÉCONOMISEZ
JUSQU'À **-20%**
par quantité

ALÈSES ABSORBANTES

Alèses molletonnées intraversables à usage unique. Forte absorption, avec coussin en pulpe de cellulose, pour incontinence et soins. Disponibles en 4 tailles : 60x40cm/ 45gr - 60x60cm/65gr - 60x90 cm/110gr - 90x180cm / 135 gr, avec rabat bordable.

Le carton	Dimension et conditionnement	Le carton		
		1 carton	3 cartons	10 cartons
Réf AA4060	60x40cm/240 unités	36.78€ ^h	33.93€ ^h	29.42€ ^h
Réf AA6060	60x60cm/100 unités	24.20€ ^h	21.36€ ^h	19.36€ ^h
Réf AA6090	60x90cm/100 unités	34.30€ ^{ht}	31.44€ ^{ht}	28.64€ ^{ht}
Réf AA6090B	90x180cm/100 unités	41.21€ ^{ht}	40.70€ ^{ht}	39.80€ ^{ht}



spécial
Prix

ALÈSES DE SOINS

Alèses molletonnées intraversables et absorbantes à usage unique. Qualité allégée pour l'utilisation en soins. 3 tailles disponibles : 60x40cm/ 28gr - 60x60cm/32gr - 60x90 cm/55gr



Le carton	Dimension et conditionnement	Le carton		
		1 carton	3 cartons	10 cartons
Réf AS4060	40x60cm/300 unités	30.51€ ^h	29.01€ ^h	27.60€ ^h
Réf AS6060	60x60cm/200 unités	28.20€ ^h	26.78€ ^h	25.40€ ^h
Réf AS6090	60x90cm/150 unités	30.82€ ^{ht}	29.30€ ^{ht}	27.82€ ^{ht}



L'UNITÉ À PARTIR DE **0.79 €**
par quantité

NOUVEAU

DRAPS DE PROTECTION ELASTIQUÉS DIVANS ET BRANCARDS

Housse de protection, non-tissée 25 gr / m2 avec élastiques à chaque extrémité. Sachet de 150 unités.

Le sachet de 75 protections	le sachet	
	1 sachet	3 sachets
Réf PROCV25	66.80€ ^{ht}	59.25€ ^{ht}



PROTECTION PLASTIFIÉE POUR TÊTIÈRE

Pour la protection des têtes de fauteuil de repos ou dentaire. Une face cellulosique, une face plastifiée. Dimension 32 x 35 cm. Sachet de 75 unités.

Le sachet de 150 têtes	le sachet	
	1 sachet	3 sachets
Réf TET3235	11.90€ ^{ht}	10.95€ ^{ht}

LES SERVIETTES ANATOMIQUES

Légère et discrète, la nouvelle génération de serviettes ABRISAN se caractérise par une capacité d'absorption accrue et une réduction de 20% du volume. Nouveau super-absorbant anti-odeur et technologie AIR PLUS.



ABRISAN MICRO 17GR

Pour pertes légères et peu fréquentes. Largeur 14cm/longueur 27cm.
Capacité d'absorption : 375 ml
Carton de 12 sachets de 28 unités

Le carton de 336 serviettes	Prix de la serviette*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf ABMIC1	0.17€ ^{ht}	0.15€ ^{ht}	0.13€ ^{ht}

ABRISAN MINI 21GR

Pour pertes légères mais fréquentes. Largeur 16cm/longueur 30cm.
Capacité d'absorption : 500 ml
Carton de 6 sachets de 28 unités

Le carton de 168 serviettes	Prix de la serviette*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf ABMIN1	0.19€ ^{ht}	0.17€ ^{ht}	0.15€ ^{ht}

ABRISAN NORMAL 39GR

Pour pertes moyennes et fréquentes. Largeur 20cm/longueur 44cm.
Capacité d'absorption : 800 ml
Carton de 6 sachets de 28 unités

Le carton de 168 serviettes	Prix de la serviette*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf ABNOR1	0.26€ ^{ht}	0.24€ ^{ht}	0.22€ ^{ht}

* Pour des quantités annuelles nous consulter

LES PROTECTIONS ANATOMIQUES

Capacité d'absorption renforcée. Barrières anti-fuite et indicateur d'urine. Voile TOP DRY assurant une dispersion optimale. Nouvel absorbant anti-odeur et technologie AIR PLUS



ABRISAN PLUS 65 GR

Largeur 30cm/longueur 63cm.
Capacité d'absorption : 770 ml, durée d'utilisation 3 à 4 h
Carton de 3 sachets de 34 unités

Le carton de 102 couches	Prix de la serviette*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CAAJ00	0.31€ ^{ht}	0.26€ ^{ht}	0.24€ ^{ht}

ABRISAN SUPER 81 GR

Largeur 36cm/longueur 63cm.
Capacité d'absorption : 2000 ml, durée d'utilisation 4 à 6 h
Carton de 3 sachets de 30 unités

Le carton de 90 couches	Prix de la serviette*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CAAI001	0.36€ ^{ht}	0.34€ ^{ht}	0.31€ ^{ht}

ABRISAN EXTRA 121 GR

Largeur 36cm/longueur 70cm.
Capacité d'absorption : 2900 ml, durée d'utilisation 8 à 9 h
Carton de 4 sachets de 21 unités

Le carton de 84 couches	Prix de la serviette*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CAAN00	0.49€ ^{ht}	0.46€ ^{ht}	0.42€ ^{ht}

* Pour des quantités annuelles nous consulter

Le conseil, la qualité et le prix le plus juste

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.

Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.



LES CHANGES COMPLETS ABRIFORM

Avec voile polyéthylène imperméable et extensible, coussin double épaisseur, super-absorbant anti-odeur, barrières anti-fuites, 2lastiques dorsaux, adhésifs repositionnables et témoins d'humidité.

CHANGES COMPLETS JOUR

TAILLE 1 SMALL SUPER

Capacité d'absorption : 1800 ml, poids 83 gr environ
Tour de taille 60 à 80 cm
Carton de 3 sachets de 28 unités

Le carton de 84 changes	Prix du change*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CAAPT1	0.45€ ^{ht}	0.40€ ^{ht}	0.36€ ^{ht}

TAILLE 2 MÉDIUM SUPER

Capacité d'absorption : 2500 ml, poids 112 gr environ
Tour de taille 70 à 110 cm
Carton de 4 sachets de 24 unités

Le carton de 96 changes	Prix du change*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CAAPT2	0.56€ ^{ht}	0.50€ ^{ht}	0.47€ ^{ht}

TAILLE 3 LARGE SUPER

Capacité d'absorption : 2900 ml, poids 150 gr environ
Tour de taille 100 à 150 cm
Carton de 4 sachets de 22 unités

Le carton de 88 changes	Prix du change*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CAAPT3	0.65€ ^{ht}	0.60€ ^{ht}	0.54€ ^{ht}



* Pour des quantités annuelles nous consulter

LES ESSENTIELS

CHANGES COMPLETS NUIT

TAILLE 2 MEDIUM EXTRA

Change complet nuit taille 2
Capacité d'absorption : 3000 ml, poids 142 gr environ
Tour de taille 70 à 110 cm
Carton de 4 sachets de 22 unités

Le carton de 88 changes	Prix du change*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CCAST2	0.63€ ^{ht}	0.58€ ^{ht}	0.55€ ^{ht}

TAILLE 3 LARGE EXTRA

Change complet nuit taille 3
Capacité d'absorption : 3600 ml, poids 170 gr environ
Tour de taille 100 à 150 cm
Carton de 4 sachets de 20 unités

Le carton de 80 changes	Prix du change*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CCAST3	0.75€ ^{ht}	0.69€ ^{ht}	0.65€ ^{ht}

TAILLE 4 ULTRA LARGE SUPER

Change complet nuit taille 4
Capacité d'absorption : 3300 ml, poids 170 gr environ
Tour de taille 110 à 170 cm
Carton de 4 sachets de 20 unités

Le carton de 80 changes	Prix du change*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CCAST4	0.83€ ^{ht}	0.75€ ^{ht}	0.72€ ^{ht}

CHANGES COMPLETS NUIT MAXI

TAILLE 3 LARGE X PLUS

Change complet nuit taille 3
Capacité d'absorption : 4100 ml, poids 200 gr environ
Tour de taille 100 à 150 cm
Carton de 4 sachets de 16 unités

Le carton de 64 changes	Prix du change*		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CCASST3	0.84€ ^{ht}	0.76€ ^{ht}	0.73€ ^{ht}

NIVEAU DE PROTECTION TAILLE	JOUR ☹☹☹	NUIT ☹☹☹☹	NUIT MAXI ☹☹☹☹☹☹
	TAILLE 1 (tour de taille de 60 à 80 cm)	ABRIFORM SMALL SUPER - 1800 ml	-
TAILLE 2 (tour de taille de 70 à 110 cm)	ABRIFORM MEDIUM SUPER - 2500ml	ABRIFORM MEDIUM EXTRA - 3000 ml	-
TAILLE 3 (tour de taille de 100 à 150 cm)	ABRIFORM LARGE SUPER - 2900 ml	ABRIFORM LARGE EXTRA - 3600 ml	ABRIFORM LARGE X PLUS - 4100 ml
TAILLE 4 (tour de taille de 110 à 170 cm)	-	ABRIFORM ULTRA LARGE XL SUPER - 3300 L	-

> Appelez le 03 29 62 00 25 • Fax 03 29 62 00 00 • www.robe.fr • contact@robe.fr

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.

Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

TENA PANTS

Protections pour incontinence moyenne à importante.
Facile à porter et à enlever.
Excellente absorption et rétention optimale.



TENA SLIPS

Changes complets pour incontinence forte avec bords élastiques anatomiques.
Adhésifs repositionnables pour un meilleur ajustement.
Double barrières pour une sécurité anti fuites optimale.



TENA EXPERT PANTS PLUS SMALL

Poids 84 gr environ
Carton de 4 sachets de 14 unités

Le carton de 56 protections	Prix du change		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CC791002	1.03€ ^{ht}	0.95€ ^{ht}	0.91€ ^{ht}

TENA EXPERT PANTS PLUS MEDIUM

Poids 93 gr environ
Carton de 4 sachets de 14 unités

Le carton de 56 protections	Prix du change		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CC791102	1.12€ ^{ht}	1.05€ ^{ht}	0.99€ ^{ht}

TENA EXPERT PANTS PLUS LARGE

Poids 105 gr environ
Carton de 4 sachets de 14 unités

Le carton de 56 protections	Prix du change		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CC791202	1.23€ ^{ht}	1.15€ ^{ht}	1.11€ ^{ht}

TENA EXPERT PANTS SUPER MEDIUM

Poids 111 gr environ
Carton de 4 sachets de 12 unités

Le carton de 48 protections	Prix du change		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CC791160	1.29€ ^{ht}	1.22€ ^{ht}	1.17€ ^{ht}

TENA EXPERT PANTS SUPER LARGE

Poids 120 gr environ
Carton de 4 sachets de 12 unités

Le carton de 48 protections	Prix du change		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CC791260	1.42€ ^{ht}	1.34€ ^{ht}	1.30€ ^{ht}

TENA SLIPS SUPER SMALL

Poids 90 gr environ
Carton de 4 sachets de 14 unités

Le carton de 56 protections	Prix du change		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CC711150	0.68€ ^{ht}	0.59€ ^{ht}	0.56€ ^{ht}

TENA SLIPS SUPER MEDIUM

Poids 127 gr environ
Carton de 4 sachets de 14 unités

Le carton de 56 protections	Prix du change		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CC711250	0.79€ ^{ht}	0.72€ ^{ht}	0.68€ ^{ht}

TENA SLIPS SUPER LARGE

Poids 145 gr environ
Carton de 4 sachets de 14 unités

Le carton de 56 protections	Prix du change		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CC711350	0.89€ ^{ht}	0.83€ ^{ht}	0.78€ ^{ht}

TENA SLIPS MAXI MEDIUM

Poids 160 gr environ
Carton de 3 sachets de 22 unités

Le carton de 66 protections	Prix du change		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CC715222	0.75€ ^{ht}	0.69€ ^{ht}	0.66€ ^{ht}

TENA SLIPS MAXI LARGE

Poids 175 gr environ
Carton de 3 sachets de 22 unités

Le carton de 66 protections	Prix du change		
	1 carton	3 cartons	6 cartons
Réf CC715322	0.90€ ^{ht}	0.85€ ^{ht}	0.79€ ^{ht}

Votre devis gratuit personnalisé sous 24 h

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.

Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.



Lavables
300 fois.

GRENOUILLÈRES BODYSTOCKING

Assurent le maintien des protections. 95% coton. Confortable et résistante

Le body	Taille	Prix unitaire	
		1 pièce	5 pièces
Réf BODYT1	TS / 60 à 90 cm	12.58€ ^{ht}	11.32€ ^{ht}
Réf BODYT2	TM / 70 à 100 cm	12.58€ ^{ht}	11.32€ ^{ht}
Réf BODYT3	TL / 80 à 130 cm	12.58€ ^{ht}	11.32€ ^{ht}
Réf BODYT4	TXL/ 90 à 150 cm	12.58€ ^{ht}	11.32€ ^{ht}
Réf BODYT5	TXXL/ 130 à 190 cm	12.58€ ^{ht}	11.32€ ^{ht}

0.39 €



SLIPS EXTENSIBLES FILET

75% polyester 9% microfibrilles 16 % lycra. Lavable en machine à 60°. Offre un maintien optimal pour tous types de protections.

Le carton de 100 slips	Taille	Prix du slip	
		1 carton	3 cartons
Réf SEMCS	T1 / 60 à 90 cm	0.49€ ^{ht}	0.39€ ^{ht}
Réf SEMCM	T2 / 70 à 100 cm	0.46€ ^{ht}	0.44€ ^{ht}
Réf SEMCL	T3 / 80 à 130 cm	0.51€ ^{ht}	0.47€ ^{ht}
Réf SEMCXL	T4 / 90 à 150cm	0.54€ ^{ht}	0.51€ ^{ht}


Anti-bactérien
Anti-fongique



CULOTTES PLASTIFIÉES BIOPRUF

PVC anallergique 10/100 lanoliné, traitement anti-bactérien et anti-fongique. Très souple, élastiques à la taille et aux hanches.

La boîte de 1 culotte	Taille	Prix unitaire	
		1 boîte	5 boîtes
Réf CP001	small	5.95€ ^{ht}	5.68€ ^{ht}
Réf CP002	médium	5.95€ ^{ht}	5.68€ ^{ht}
Réf CP003	large	5.95€ ^{ht}	5.68€ ^{ht}
Réf CP004	X large	7.24€ ^{ht}	7.42€ ^{ht}
Réf CP005	XXlarge	7.24€ ^{ht}	7.34€ ^{ht}



Couches droites intraversables avec super-absorbant.

ABRI-LET MIDI - NORMALE

Dimension 16x46 cm - Poids 45 gr - Absorption 800ml
Cartons de 4 sachets de 50 unités

ABRI-LET EXTRA - RENFORCÉE

Dimension 15x57 cm - Poids 60 gr - Absorption 1200ml
Cartons de 3 sachets de 45 unités

ABRI-LET EXTRA - LARGE

Dimension 20x60cm - Poids 80 gr - Absorption 1400 ml
Cartons de 2 sachets de 80 unités

Le carton	Descriptif	Prix du carton	
		1 carton	3 cartons
Réf CADN45	200 couches / midi/normale	27.80€ ^{ht}	24.85€ ^{ht}
Réf CADR60	135 couches / extra/renforcée	24.92€ ^{ht}	22.95€ ^{ht}
Réf CADR80	160 couches / extra/large	24.75€ ^{ht}	23.15€ ^{ht}



COUCHE DROITE TRAVERSABLE

Pour utiliser en renfort avec les changes complets. Traversables, sans film plastique, capacité d'absorption 400 ml.
Poids 24 gr/ Dimension 11x39 cm.


Le carton de 350 couches	Prix du carton	
	1 carton	3 cartons
Réf CBB1135	25.92€ ^{ht}	22.95€ ^{ht}



SERVIETTE GYNÉCOLOGIQUE STÉRILISABLE

Très absorbantes.
Poids 20 gr / Dimension 8x32 cm

Le carton de 40 couches	Prix du carton	
	1 carton	3 cartons
Réf CDT402	3.95€ ^{ht}	3.55€ ^{ht}



SERVIETTE COQUILLE POUR HOMME.

Taille unique.
Carton de 144 unités
(6 sachets de 24)

Le carton	Le carton
Réf S750650	34.25€ ^{HT}