

Audiomètre MA 25

Léger et portable pour le dépistage



- Nouvelles fonctions et design revu
- Conduction aérienne sur 11 fréquences, de 125 Hz à 8000 Hz
- Choix des fréquences de test selon vos besoins
- Intensités de $-10 \text{ dB}_{\text{HL}}$ à $100 \text{ dB}_{\text{HL}}$ par pas de 5 ou 1 dB
- Son pure, wobulé et pulsé
- Alimenté par batteries ou sur secteur
- MA 25e avec les tests automatiques selon Hughson-Westlake

Audiomètre MA 25

- Audiomètre de dépistage simple et léger

Le MA 25 est l'audiomètre idéal pour réaliser des dépistages auditifs. Il est le plus petit et le plus léger audiomètre portable.

De nombreuses possibilités de tests

Le MA 25 offre une large gamme de tests. La gamme de fréquences s'étend de 125 Hz à 8000 Hz et les intensités de $-10 \text{ dB}_{\text{HL}}$ à $100 \text{ dB}_{\text{HL}}$. Les stimuli sont des sons purs, pulsés ou wobulés.

Simple d'utilisation

Le guide rapide vous permet d'un seul coup d'œil d'en comprendre son utilisation.

Produit précis et sûr

Parce qu'il est portable, le MA 25 doit être solide, léger et fiable. Les boutons de grosse taille permettent de régler facilement la fréquence et le niveau d'intensité.

Batteries ou secteur

Le MA 25 peut fonctionner avec 3 piles standard AA ou être branché sur le secteur via une alimentation électrique CE médical.

Fonctions supplémentaires

Le MA 25e complète les caractéristiques du MA 25 avec le test automatique selon Hughson-Westlake. Vous adaptez facilement les paramètres à vos besoins. La fonction communication à distance facilite le travail avec le MA 25e, en particulier dans une cabine insonorisée.



MA 25, pupitre de commande

Données Techniques

Signaux de test	Son pure, pulsé et wobulé
Fréquences de test kHz	0.125; 0.25; 0.5; 0.75; 1; 1.5; 2; 3; 4; 6; 8
Pas d'intensité	5 ou 1 dB
Gamme Dynamique avec casque DD45	$-10 \text{ dB}_{\text{HL}}$ – $100 \text{ dB}_{\text{HL}}$ $70 \text{ dB}_{\text{HL}}$ à 0.125 kHz $90 \text{ dB}_{\text{HL}}$ à 0.25 et 8 kHz
Standards	EN 60 601-1, EN 60 645-1 classe 4, directive médicale 93/42/EEC
Accessoires Standard	Casque DD45, bloc audiogramme
Alimentation électrique	3 piles AA (100 heures d'utilisation en moyenne) ou l'alimentation électrique en option
Dimensions	L x H x e: 22.5 cm x 18 cm x 5.5 cm
Poids	980 g
Options	Test Hughson-Westlake, poire réponse patient, cordon alimentation, sacoche, casque Holmco 8103, TDH 39 ou DD65 au lieu du DD45



Ces spécifications peuvent être modifiées sans annonce préalable.