

CHIRURGIE AMBULATOIRE SECTEUR DENTAIRE DERMATOLOGIE PREMIERS SOINS CHIRURGIE VASCULAIRE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE











SURTRON 50 D

SURTRON 50 D est un électrobistouri électronique à haute fréquence conseillé pour une petite chirurgie monopolaire. SURTRON 50 D à travers la sélection des fonctions opératives permet d'effectuer une coupure pure CUT, deux modalités de coupures coagulés CUT1 -CUT2 et coagulation COAG. La lecture digitale de la puissance fournie et la surveillance parmi un microcontroleur des fonctions opératives, assurent une fiabilité absolue et la reproductivité des applications. SURTRON 50 D permet une chirurgie très professionelle grâce à la stabilité des prestations et aux systèmes de sécurité utilisés.

SÉCURITÉ

EN60601-1-2 EN60601-2-2

Classification électrique: I CF Classe DDM 93/42/CE: II b

SURTRON® 80 D

SURTRON 80 D est un électrobistouri électronique à haute fréquence conseillé pour une petite chirurgie monopolaire. SURTRON 80 D à travers la sélection des fonctions opératives permet d'effectuer une coupure pure CUT, coupure-coagulée BLEND, coagulation COAG et microcoagulation La lecture digitale de la puissance fournie et la surveillance par un microcontroleur des fonctions opératives, assurent une fiabilité absolute et la reproductivité des applications. SURTRON 80 D permet une chirurgie hautement professionnelle grâce à la stabilité des prestations et aux systèmes de sécurité utilisés.

CONTRÔLES

Circuit de contrôle Plaque / Patient OC (80D) Contrôle de la puissance émise Autodiagnostic erronés


LED SpA

PROGETTAZIONI E PRODUZIONI ELETTRONICHE

via Selciatella, 40 - 04011 Aprilia(LT) - Italy www.led.it - info@led.it - www.surtron.com

Dimensions SURTRON®50 D - mm





Composition Standard:

- Porte-électrodes multiusage

- Kit électrodes assorties (10 pcs) 5cm

- Câble pour connexion électrode neutre au cylindre

- Electrode neutre au cylindre

- Pédale unique

- Câble alimentation 2 m


F4814 00500.00 00404.02


00403.01

00300.00



Dimensions SURTRON®80 D - mm





Composition Standard:

Porte-électrodes multiusage
Kit électrodes assorties (10 pcs) 5cm
Câble pour connection électrode neutre
Électrode neutre acier
Pédale unique
Câble alimentation 2 m
F4814
00500.00
00300.00
00100.03

