

LES AIGUILLES HYPODERMIQUES POUR INJECTION

Tableau des différents types d'aiguilles existants



GAUGE	DIM.	UTILISATIONS POSSIBLES	COULEURS
17	50 x 1,5 mm	Usage Vétérinaire	Crème
18	40 x 1,2 mm	Trocart	Rose
19	40 x 1,1 mm	Prélèvement + trocart	Crème
19	30 x 1,1 mm	Prélèvement	Crème
19	25 x 1,1 mm	Prélèvement	Crème
20	40 x 0,9 mm	Intra Musculaire produit huileux	Jaune
20	25 x 0,9 mm	Intra Veineux + Prise de sang	Jaune
21	50 x 0,8 mm	Intra Musculaire	Vert
21	40 x 0,8 mm	Intra Musculaire profond	Vert
21	25 x 0,8 mm	Intra Musculaire enfant	Vert
22	40 x 0,7 mm	Intra Musculaire	Noir
22	30 x 0,7 mm	Intra Musculaire enfant	Noir
23	30 x 0,6 mm	Intra Veineux	Bleu
24	25 x 0,55 mm	Sous Cutanée + Intra Veineux	Violet
25	25 x 0,5 mm	Sous Cutanée + Intra Veineux	Orange
25	16 x 0,5 mm	Sous Cutanée tuberculine	Orange
26	13 x 0,45 mm	Indra-dermique insuline	Marron
29	13 x 0,33 mm	Insuline ultra fine	Jaune

Toutes ces aiguilles sont disponibles sur www.robe-materiel-medical.com, dans la gamme Terumo ou Nipro.

ROBÉ MÉDICAL - BP 90061

32 rue de la Joncherie -88202 REMIREMONT CEDEX

Tél 03 29 62 00 25 - Fax 03 29 62 00 00

Email : contact.robe@gmail.com - site : www.robe.fr

SaS au capital de 189 000 € maison fondée en 1887 Siret 775 717 812

robé
+ médical