

Quels embouts pour quels types d'usages ?



AngleLoop :

Embout rond incliné de 4mm de diamètre, utilisé pour l'extraction de bouchons de cérumen plus dur chez l'adulte



FlexLoop :

Embout ovale de 4mm de large, utilisé pour un usage général sur tout type de patient adulte



InfantScoop :

Embout plein et ovale de 2mm de large, utilisé pour les canaux auriculaires très étroits et qui contiennent une cire plus gluante



VersaLoop :

Embout ovale de 3mm de large, utilisé pour un usage général des petits canaux auriculaires, par exemple chez l'enfant



MicroLoop :

Embout rond de 3mm de diamètre, utilisé pour l'extraction de bouchons des petits canaux auriculaires



CeraSpoon :

Embout plein de 4mm, utilisé chez les patients qui produisent une quantité importante de cérumen



ControLoop :

Embout plat de 4mm, utilisé pour tirer la cire directement du canal auditif

Ces produits sont disponibles sur notre site Robé Médical : <https://www.robe-materiel-medical.com/>