

Autoclave 18L de classe B avec USB - Mdk180 - Midmark

Profitez de la fiabilité d'une grande marque Européenne pour votre stérilisation de classe B avec cet autoclave de 18L

L'autoclave ZeniXx avec imprimante bénéficie des avancées technologiques des stérilisateur de dernières générations et offre à l'utilisateur un confort et une rapidité inégalés pour la stérilisation du matériel médical.

- Préchauffage et séchage automatique ultra rapide pour une durée de stérilisation réduite.
- Choix de 10 cycles dont prion 134°C.
- Archivage des données sur clé USB jusqu'à 20 000 cycles (selon modèle).
- Imprimante autoclave intégrée.
- Chambre inox avec 4 plateaux grand format.
- Garantie : Chambre 5 ans, Appareil 2 ans.

Stérilisation des objets solides, creux, poreux ou charges poreuses; emballés ou non.

Disponible en 2 versions avec ou sans USB.

Dimensions et poids:

- Dimensions extérieures: P 610 x H 400 x l 505 mm
- Dimensions chambre: Ø 236x381.5mm
- Dimensions plateaux : 185x285x17mm
- Poids à vide 56 kg

ZeniXx: L'expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels.

Matériel médical CE.

Fabrication Européenne.

Conforme aux normes: EN13060, CEI EN 61326-1, CEI EN 61010-1, CEI EN 61010-2-40.

NB : Possibilité de vous proposer un programme de maintenance adapté, ce matériel médical étant un dispositif de classe II b et faisant donc l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003.

