

## **FICHE TECHNIQUE**



## Balance pèse personne digital ultra-compact R-7 Ego Persona - Portée 150 Kg

Haute précision pour ce pèse personne ultra-compact

Facile à ranger et à transporter, balance ultra plate et compacte  $20 \times 30$  cm. Ecran LCD  $60 \times 30$  mm, capteurs haute précision pour une mesure des plus précise.

Par sa petite taille, convient parfaitement pour les déplacements.

- Portée: 3 à 150 kg (330lb/23.6st).
- Graduation: 100g/0.2lb.
- Unité de mesure : en kilogrammes (kg), en livres (lb) ou en stones (st).
- Capteurs haute précision.
- Ecran LCD 60 x 30 mm.
- Indicateur du niveau de batterie.
- Mise en marche facile grâce à la technologie par simple contact,
- Arrêt automatique au bout de 10 secondes d'inactivité.
- Plateforme en verre trempé.
- Coloris noir avec motif papillon.

Pèse-personne Ego Persona pour un suivi pondéral de précision jusqu'à 150 Kg.

Dimensions: 200 x 300 x 19 mm.

Poids: 1,04 Kg.

Fonctionne avec une pile bouton (CR2032) fournie.

Le pèse personne digital ultra-compact Ego Persona est une exclusivité de Robé Médical.

Garantie 2 ans.

TUV Compatibilité électromagnétique EN 55014.