

FICHE TECHNIQUE

Bassidoux: bassin de lit respectant la morphologie du patient alité

Le premier bassin de lit basé sur l'ergomotricité du patient.

Résultat de 10 ans d'observations et de recherches auprès des patients et des soignants, nous vous proposons de découvrir, le premier bassin de lit respectant réellement le confort et la morphologie du patient alité.

De forme totalement différente des bassins de lits classiques ou des autres bassins ergonomiques, notre bassin de lit ergonomique s'adapte parfaitement à la morphologie du patient alité, pour lui permettre un positionnement confortable et sans gêne:

- Répartition de la région lombo-sacrée sur une surface plus grande.
- Pas de contact entre le sacrum du patient et la surface du bassin.
- Surface "peau de pêche", lisse et douce.

Forme ergonomique, fait gagner :

- 10° d'inclinaison à la partie dorso-lombaire.
- 16 ° à l'angle des cuisses.

- Poids supporté: 100kg.

Contenance 2,2 L.

Dimensions : L 44 x l 36 x h 13.

Poids : 0,7 kg.

Matériel ABS.

Vendu avec ou sans couvercle.

Matériel médical CE.

