

### Bâtonnets écouvillons glycérinés arôme cassis

Bâtonnets non stériles, pré imprégnés à la glycérine.

Sans sucre.

Aromatisés au cassis.

Existent également en arôme [citron](#)

Longueur : 11 cm.

Conditionnement par étui contenant 3 bâtonnets.

Vendu par boîte de 25 étuis soit 75 bâtonnets par boîte.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Pour l'hydratation et la lubrification de la bouche, des gencives et des lèvres.

