

FICHE TECHNIQUE





Bâtonnets écouvillons glycérinés arôme citron

Bâtonnets non stériles, pré-imprégnés à la glycérine.

Sans sucre.

Aromatisés au citron. Existent également en arôme cassis

Longueur: 11 cm.

Conditionnement par étui contenant 3 bâtonnets. Vendus par boîte de 25 étuis, soit 75 bâtonnets par boîte.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Hydratation et lubrification de la bouche, des gencives et des lèvres.