

**Bavoirs collerettes repas usage unique, Lot de 500**

**Imperméables et absorbantes**  
**Formats médium et extra long pour s'adapter à toutes les morphologies**

Bavoirs collerettes repas usage unique.

- Face externe en cellulose absorbante.
- Face interne en polyéthylène pour assurer l'imperméabilité.
- Découpe à l'encolure.
- Poche de recueil.

Formats :

- Médium : 37 x 50 cm
- Extra long : 37 x 64 cm

Vendu par lot de 500 bavoirs.

Matériel médical CE.

