

### Brassards lavables Flexiport Welch Allyn compatibles tensiomètres Durashock

Brassards de tension artérielle réutilisables et durables - Disponibles en plusieurs tailles

Ces brassards sont des accessoires de tension artérielle réutilisables conçus pour offrir une solution pratique et durable aux professionnels de la santé.

Compatibles avec les tensiomètres [Durashock DS58](#), [DS65 Silver](#), [DS66 Gold](#) et [DS55 Silver](#).

#### Avantages :

- Longue durée de vie
- Interchangeables en quelques secondes
- Lavables
- Sans latex
- Code couleur pour identifier la taille

#### Caractéristiques :

- La technologie FlexiPort permet l'utilisation de chaque brassard avec un ou deux tubes

- L'orifice pivotant du brassard améliore le confort du patient

- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel

- Conformes à toutes les dernières directives cliniques de l'AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) et de l'AHA (American Heart Association) en matière d'ajustement précis du brassard.

- Les tailles principales de brassard sont chromocodées

- Disponibles en **plusieurs tailles** :

- NOURISSON (7-10cm)
- BEBE (9-13cm)
- ENFANT PETIT (12-16cm)
- ENFANT (15-21cm)
- ADULTE (25-34cm)
- ADULTE PETIT (20-26cm)
- LARGE ADULTE (32-43cm)
- BARIATRIQUE/CUISSE (40-55cm)

Dispositif Médical CE

