



### Ceinture ECG avec câble patient et connecteur type D Tapuz

3 modèles différents adaptés à chaque ECG, permettant de remplacer avantagusement les 6 brins patient d'origine

Ceinture ECG pouvant être reliée à un ECG standard équipé d'un sous-connecteur approprié de type D avec ou sans vis.  
Composée de 6 électrodes poitrine, 2 électrodes bras et une électrode pour la jambe droite, ainsi qu'un câble à relier à la jambe gauche, adapté à tous les types d'électrodes disponibles (bracelet, pince, etc.).

- Ceinture en silicone.
- Utilisation chez l'adulte.
- Utilisation sans gel, par simple humidification.
- Maintien assuré par la position des bras du patient.
- Compatible avec certains ECG (voir liste ci dessous).
- Se connecte directement à l'arrière de l'appareil ECG.

#### Compatible avec les modèles d'ECG suivants:

##### Modèle TSK060 pour ECG:

- Cardioline E1-E1R-E3-Delta 300/360C3,
- CustoMed Custo Norm,
- Del Mar 910-920-930-940-942-950-960-970-980,
- Esaote Biomedical Serie EKG P80,
- HC Medical AR600-AR600adv-AR1200-AR1200adv-Start200-Daedalus,
- Kenz ECG108-110-Cardico302-601-1203-1205-1210-1211,
- Burdick EK10-E350-E550-E560 Elite,
- Fukuda denshi FCP11/FX101-MCP302-2111-FX,
- Hellige EK51,
- Nihon Kohden Cardifax models 6851 5651/1.

##### Modèle TSK061 pour ECG:

- Welch Allyn CP50-CP100,
- Bionet Cardiocare 2000-3000,
- CustoMed Custo Norm,
- Del Mar 910-920-930-940-942-950-960-970-980,
- Esaote Biomedical Serie EKG P80,
- HC Medical Cardiette  
AR600-AR600adv-AR1200-AR1200adv-Start200-Daedalus,
- Philips/HP Pagewriter 1513-1514B/C-1514D-1515A/B  
1517A-47-10i-10/102-Pagicardiette,
- Innomed Heart Mirror 3 - Kanal,
- Kontron EKG P80,
- Cardioline E1-E1R-E3-Delta 300/360 C3.

##### Modèle TSK062 pour ECG:

- Schiller AT1-AT2-AT2 Light-AT2 Plus-AT4,
- Esaote P80 Series 40893,
- Cardiette AR1200 adv.

Livrée avec mode d'emploi.

Garantie 3 ans.  
Matériel médical CE.