

FICHE TECHNIQUE

Ceinture d'électrodes ECG universelle adulte Tapuz

Remplace l'utilisation d'électrodes adhésives ou de poires.

Ceinture universelle avec 6 électrodes précordiales, s'adapte à tout type d'ECG. Connexion simple et rapide des câbles patient directement sur la ceinture.

- S'utilise sans gel, par simple humidification.
- Maintien assuré par la position des bras du patient.
- Compatible toute marque d'ECG.
- S'utilise avec les câbles à fiche banane ou câbles à pression.
- Permet un gain de temps important en évitant l'utilisation de consommable.
- Utilisation chez l'adulte.
- Ceinture en silicone.

Livrée avec 4 pinces électrode pour membre, 12 raccords banane (6 en 3mm et 6 en 4 mm) et trousse de transport.

Garantie 3 ans.
Matériel médical CE.

