

FICHE TECHNIQUE







Compresses de gaze stériles - 17 fils et 8 plis - 50 blisters de 2 compresses - 7.5 x 7.5 cm - Robemed

Compresses de gaze stériles 17 fils et 8 plis - Disponibles en 3 dimensions

Ces compresses sont conditionnées sous blister de 2 compresses, dans une boite de 50 blisters (soit 100 compresses).

- Forte capacité d'absorption
- 100 % coton hydrophile blanchi et purifié
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pliage chirurgical, bords rentrés

Dimensions

- Pliée: 7,5 x 7,5 cm; Dépliée: 27 x 30 cm.

Conditionnement : sous blister stérile de 2 compresses.

Vendu par boîtes de 50 blisters.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Autres dimensions disponibles :

- Pliée: 5 x 5 cm; Dépliée: 20 x 20 cm.
- Pliée: 10 x 10 cm; Dépliée: 30 x 40 cm.