

## FICHE TECHNIQUE

### Connecteur à l'interface Robemed-IOT - USB

Périphérique permettant la connexion à la solution Robemed-IOT

Ce connecteur est un périphérique qui permet de connecter les dispositifs compatibles avec l'interface de Robemed-IOT et de récupérer directement les mesures sur votre logiciel de gestion de cabinet.

**Achat unique** : un connecteur est suffisant pour connecter la totalité des appareils de diagnostic avec Robemed-IOT.

Il est compatible avec les appareils de diagnostic suivant :

- Le tensiomètre électronique [BPM920](#)
- Le thermomètre sans contact [THE920](#)
- L'oxymètre LED [OXY920](#).

#### Caractéristiques :

- Périphérique USB de type A
- Dimensions : 14 x 18mm

