



### **Coton hydrophile prédécoupé - Robé Médical**

Sélectionné pour la qualité de ses fibres, le Coton hydrophile Robé médical, convient à tous les usages.

- Fibre longue pure coton
- Très absorbant
- Ne peluche pas

#### **Conditionnement et vente par sachet individuel non stérile :**

- Sachet de 50 g
- Sachet de 100 g
- Sachet de 250 g
- Sachet de 500 g

#### **Le coton est prédécoupé.**

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Qualité fibre longue très absorbant, pliage accordéon