

Curettes auriculaires avec loupe et lumière Lighted Ear Versaloop - Boîte de 50 - BIONIX

Embout ovale de 3 mm de diamètre, conçu pour un usage général des petits canaux auriculaires

La Lighted Ear Curette de Bionix® Versaloop combine un éclairage intégré avec un dispositif de grossissement pour faciliter la visualisation et l'élimination sécurisée et efficace du cérumen du conduit auditif, permettant ainsi aux praticiens de réaliser l'examen plus rapidement.

La loupe et la source lumineuse peuvent être réutilisées plusieurs fois, ce qui contribue à une utilisation plus durable des équipements médicaux.

Caractéristiques :

- Embout de 3 mm de large
- Embout ovale
- Longueur : 12 cm
- Matière : plastique
- Usage unique
- Éclairage LED
- Idéal pour une vue moins obstruée

Adapté pour :

- Les petits conduits auditifs

Contenu du set :

- 50 curettes de taille identique
- 1 lentille grossissante
- 1 source lumineuse

Conditionnement :

- Boîte de 50 curettes

Matériel Médical CE de classe I

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

