

Distributeurs pour lotion mousse

Pour une distribution hygiénique et économique des lotions mousse.

Convient à l'utilisation des lotions sous forme de mousse.

Économie de plus de 50% en quantité par rapport aux savons liquides traditionnel avec seulement 0.25 ml par pression.

S'utilise avec la [Lotion de lavage corps et cheveux Coton Fleuri](#)

2 modèles disponibles :

- Référence DIS1373 : pour la lotion en recharge de 750 ML prête à l'emploi (LM1367)
- Référence DIS1351, avec réservoir 800 ml : pour la lotion en bidon de 5L (LM1369)

Facile à installer, fermeture à clef

Matériaux : ABS

