

Garrot tourniquet en métal - 1-Medical

Garrot tourniquet en métal pour les situations d'urgence sur le terrain.

Garrot tactique en aluminium pour une utilisation rapide et fiable dans les situations d'urgence sur le champ de bataille.

Spécifications techniques :

- Sangle de manivelle avec section d'enregistrement pour le suivi du temps et la prévention de la nécrose tissulaire due à une hémostase prolongée.
- Clip de manivelle avec encoche en forme de V pour un verrouillage rapide et facile.
- Arbre de manivelle en aluminium métallique robuste.
- Bande interne à haute résistance pour résister à une traction et à une torsion importantes, améliorant la fiabilité et la sécurité de la manivelle. Elle reste solide même après plusieurs utilisations (à des fins d'entraînement uniquement).
- Boucle en plastique solide pour une application rapide. Conçue pour offrir une prise supérieure, réduisant ainsi le risque de desserrage pendant l'application.

Dimensions : 6 x 2,4 x 1,5 pouces (150 x 60 x 38 mm).

Poids : 95 g.

Matériel médical CE.

