

FICHE TECHNIQUE



Holter ECG Custo 500

Holter ECG avec analyse et interprétation sur 24h ou 7 jours.

Holter ECG à 3 électrodes avec carte mémoire integrée. Batterie rechargeable avec 7 jours d'autonomie.

- Comptage et classification des ESV, ESSV, doublet, salve, bigéminisme, trigéminisme, pauses, évènements ST, QT.
- Touche "événement patient"
- Rapport d'analyse et d'interprétation
- Exportation sur PC et impression des rapports sur papier ou PDF.

Poids du holter avec batterie: 130 g Dimensions: 9,5 x 6,5 x 1,7 cm Batterie lithium ion

Livré avec:

- 1 Enregistreur + logiciel
- 2 Batteries
- 1 Cartes mémoire type SD
- 1 Sac de transport en néoprene + bandoulière
- 1 Lecteur de carte avec câble USB
- 1 Chargeur batterie avec adaptateur

Garantie 3 ans Fabrication Allemande Matériel médical CE