

FICHE TECHNIQUE









Irrigateur auriculaire électronique Propulse

Pour la dissolution rapide et sans risque de bouchons de cerumen

Dispositif électronique de dernière génération pour l'irrigation du conduit auriculaire par jet d'eau pulsé.

Efficace avec son système électronique de contrôle de la pression d'eau, , hygiénique avec ses embouts QrX jetables pour chaque patient

- Bouton marche/arrêt.
- Bouton variateur de la pression d'eau.
- Utilisation " main libre" avec commande au pied (pédale).
- Poignée ergonomique avec tubulure.
- Embouts QrX à usage unique.
- Grand réservoir amovible (environ 500ml).

Dimensions: L 21,5 x I 11,5 x H 11,5 cm.

Poids: 630 g.

Irrigateur auriculaire livré complet avec un jeu de 100 embouts QrX à usage unique, une commande au pied et un adaptateur secteur.

Conforme EN 60 601-1 et CE 93/42. Classe IIa.

Garantie 2 ans.

Matériel médical de Fabrication Européenne.

En accessoires : tablettes de désinfection pour cuve et tubulure, embouts QrX à usage unique.