



### **Kits de pièces détachées Littmann 3M pour stéthoscopes Classic II S.E**

Pièces détachées pour tout stéthoscope 3M Littmann Stéthoscope Classic II S.E

**Kits pièces détachées pour les stéthoscopes 3M Littmann, ayant tous des embouts auriculaires souples (petits).**

**Pour stéthoscope Classic II S.E.** : bague anti-froid côté cloche - membrane double fréquence et bague côté adulte - coloris noir ou gris.

Conditionnement sous blister.

Normes CE.