



Lampe d'examen halogène haute intensité, 50 000 Lux - Mimsal

**Pour les examens médicaux et les interventions mineures,
MIMSAL.**

Eclairage intensif 50000 Lux à 50 cm. Avec bras flexible multi-positions pour une meilleure orientation du rayon lumineux. Poignée de préhension ergonomique.

- Bras flexible de 72 cm
- Fonctionne en basse tension de sécurité.
- Interrupteur à la base du bras articulé.
- Température de couleur : 4000°K.
- Rendu des couleurs : Ra 95%.
- Halogène Master Line ES 35W 8°.
- Filtre en verre pour température de couleur.
- Durée de vie : 5000 heures.

Afin de vous permettre de choisir le modèle le plus adapté à vos besoins dans la gamme MIMSAL, nous vous présentons les lampes avec plusieurs supports de fixation possible :

- Etau de fixation pour plan de travail fixe.
- Fixation murale (3 points - déport 8cm du mur).
- Pied avec embase 5 roulettes (4 kg - hauteur 85 cm).

Matériel garanti 5 ans.

Conforme IEC 60601-I. Fabriqué sous ISO 13485:2003, ISO 9001, ISO 14001:2004 et ISO 13485:2003.

Matériel médical CE.