



### Lampe d'examen médicale halogène 30 000 Lux ViewtroniXx

Lampe d'examen de qualité avec un éclairage haute intensité et un grand confort d'utilisation.

- Intensité lumineuse : 30 000 lux à 30 cm.
- Éclairage proche lumière du jour : 4500 °K.
- Préhension facilitée grâce à sa poignée ergonomique.
- Réglage progressif de l'intensité lumineuse.
- Bras entièrement flexible
- Puissance 35 Watts.
- Fonctionne sur secteur.

Afin de vous permettre de choisir le modèle le plus adapté à vos besoins dans la gamme VIEWTRONIXX, nous vous présentons les lampes séparément de leurs supports (A choisir dans les systèmes de fixation):

- Système de fixation pour plan de travail fixe.
- Pied avec embase 5 roulettes.

Dimensions :

- Tête de lampe : Ø 75 mm
- Hauteur du pied : 960 mm.
- Longueur du bras flexible : 720 mm.
- Diamètre embase : 530 mm.
- Longueur du câble : 2 m.

Modèle LAMQ35 livré en 3 parties. Assemblage sans outils.  
Poids total (lampe + pied): 4kg.

**La lampe d'examen médicale halogène VIEWTRONIXX est une exclusivité de Robé Médical.**

Matériel médical CE.  
Garantie 2 ans.

Existe aussi en version [Éclairage LED](#).