

Logiciel Cardio Teka pour ECG Aspel

Pour le calcul des paramètres, l'analyse et l'interprétation

Fonctionne avec tous les ECG Aspel :

- Grey 7
- Gold III
- Red

Le logiciel CardioTeka permet le calcul des paramètres, l'analyse et l'interprétation des tracés ECG provenant d'un électrocardiographe ASPEL. Visualisation, stockage et édition des 12 dérivations sur 3/6/12 pistes.

- Menu intuitif,
- Recherche simplifiée et avancée dans la base de données,
- Archivage professionnel des données des patients et des tests,
- Visualisation de l'enregistrement ECG en ligne,
- Réalisation des mesures et stockage des tests ECG dans la mémoire du système,
- Possibilité de saisir une description du test.
- Exportation des enregistrements au format PDF, envoi par email.

Logiciel compatible avec tous les environnements Microsoft Windows (XP,7,8).

