



### **Manchettes de protection pour avant bras en polyéthylène - Coloris blanc**

Protection fiable de l'avant-bras contre les éclaboussures et les contaminants. Spécialement conçues pour répondre aux besoins des professionnels de la santé

Grâce à leurs extrémités élastiques, ces manchettes sont étanches et offrent un ajustement parfait pour tous les types de morphologies au niveau des avant-bras.

Cette caractéristique essentielle offre une expérience de port confortable et maximise l'efficacité de la protection, en assurant qu'elles restent en place et couvrent adéquatement la zone à protéger, tout en minimisant les distractions liées à un ajustement insatisfaisant.

- Avec élastiques aux deux extrémités.
- Imperméables et résistantes.
- Taille unique.
- Non stérile.

Composition : polyéthylène

Coloris : blanc

Dimensions : longueur 400 mm - largeur 220 mm

Épaisseur : 20 microns

Conditionné par sachet de 100 (10 rouleaux de 10 manchettes jetables).

Vendu par lot de 2 sachets de 100.