

FICHE TECHNIQUE





Nébuliseur CompAir C28P 0.5 ml - Omron

Nébuliseur médical à usage semi-professionnel, pour une administration efficace et rapide du médicament.

Dépôt dans les poumons efficace, compression longue durée et taux de nébulisation élevé.

- Débit d'aérosol : 0,12 ml/min.
- Taux de nébulisation : 0,5 ml/min.
- Génération de particule : 2,65 ?m.
- Capacité du réservoir à médicament : 2 ml à 10 ml.
- Volume résiduel de médicament : 0,7 ml.
- Niveau sonore 55 dB.
- Interrupteur marche/arrêt étanche.
- Fonctionne sur secteur.

Modèle vendu complet avec :

- 1 masque adulte PVC,
- 1 masque enfant PVC,
- 1 tube à air de connexion PVC 150 cm,
- 1 embout buccal,
- 5 filtres à air de rechange.
- 1 câble d'alimentation.

House de transport incluse.

Conforme norme EN 13544.

Dimensions : Ø 180 x 104 H mm.

Poids 1,3 Kg.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.