

### Nébuliseur à compresseur Compact Haute Performance 0,5ml CA-MI

**Nébuliseur compact et mobile conçu pour un usage en continu.**

Grande efficacité d'inhalation grâce à un taux de nébulisation élevé de 0,5ml/minute, un débit d'air de 16l/minute et un système à compresseur de 170Va de pression.

- Débit d'aérosol : 16 l/min
- Taux de nébulisation : 0,5 ml/min
- Génération de particule : 3,25  $\mu$ m
- Réservoir de médicament : 2 à 4 ml
- Niveau sonore inférieur à 60 dBA
- Compresseur de 170 Va de pression
- Pression maximum 3 bars.
- Branchement sur secteur

Casier de rangement pour masques et accessoires.

Modèle vendu complet avec:

- 1 masque adulte,
- 1 masque enfant,
- 1 tube de connexion 150 cm,
- 1 embout buccal,
- 1 embout nasal,
- 2 filtres à air.

Conforme norme EN 13544.

Dimension 13,8 x 11,7 x 23,5 cm

Poids 1,6 Kg.

Avec support antistatique.

Garantie 4 ans

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

