

FICHE TECHNIQUE



Nébuliseur portable Mesh ultrasons particules inférieure à 4,5 µm Kiwi+ CA-MI

Traite les affections respiratoires telles que l'asthme, la bronchite, la sinusite, et d'autres conditions similaires.

Il assure une dispersion efficace des particules dans les voies respiratoires supérieures grâce à la technologie Mesh, avec une taille moyenne de particules inférieure à 4,5 µm.

La technologie MESH permet la formation d'un brouillard de nébulisation plus dense et plus homogène.

Elle permet également une utilisation silencieuse.

Sa chambre de nébulisation en PSU, sans Bisphénol, garantit robustesse et stérilisation.

Équipé d'une configuration Full Optional, il convient à une utilisation variée chez les adultes et les enfants, à domicile ou en extérieur.

Caractéristiques :

- Batterie au Lithium 2600mAh (300 recharges / 1100 heures de fonctionnement)
- Consommation électrique 2,0 W
- Volume résiduel < 0,1 ml
- Fonctionnement continu (avec secteur)
- Fonction autonettoyante
- Silencieux (38.2 dB)
- Autonomie de la batterie : 2 heures (avec des piles alcalines en pleine efficacité)
- Vitesse de pulvérisation : 0,30 ml/min
- Alimentation : batterie ou secteur
- Temps de charge : 4 heures

Vendu avec :

1 nébuliseur Kiwi+

1 masque adulte

1 masque enfant

1 embout buccal

1 accessoire nasal K+

1 mallette de rangement EVO

Matière : polysulfone

Couleur : orange et vert

Garantie : 2 ans

Poids : 150g

Dimensions : 4,8 x 5,8 x 12,7 cm

Avertissements :

Non utilisable avec des dispositifs médicaux ou dans des solutions contenant de l'acide h

Dispositif Médical CE de classe IIa (93/42/EEC)