

Nébuliseur pré-rempli Aquapak

Nébuliseur pré-rempli Aquapak stérile à usage unique.

Pour limiter les risques d'infection nosocomiale.

Destiné à l'humidification des gaz respiratoires.
Kit complet avec 340 ml d'eau distillée stérile à usage unique.

- Polyvalent, pour une nébulisation chaude ou froide.
- Hydrate le système trachéo-bronchial.
- Favorise la fluidification et la mobilisation des sécrétions.
- Avec adaptateur d'humidification connexion française.

Conditionnement par lot de 10 nébuliseurs.

Matériel médical CE

