

## **FICHE TECHNIQUE**









**Pansements Protective spécial Sport Assortiment 2** tailles

Avec protection anti-chocs en Polyéthylène expansé.

Pansements adhésifs avec compresse centrale absorbante.

- très respirant
- évite les frottements

Couleur chair.

Recommandé pour le travail manuel et la pratique sportive.

Assortiment 2 tailles :

- 4 pansements 25 x 72mm
- 16 pansements 19 x 72mm

Dim.boîte: 110 x 80 x 20 mm

Conditionné par boîte de 20 pansements. Vendu par lot de 2 boîtes.

Fabrication européenne

Matériel médical CE