

FICHE TECHNIQUE



Pince Hartmann corps étranger - Qualité bloc - Fabrication Allemande

Finition haut de gamme.

Disponible en deux tailles:

- 8,5cm
- 14 cm

Le procédé de stérilisation recommandé est l'autoclave, ou chaleur humide :

- Température : 134°CPression : 2 barsDurée : 18 minutes
- Laisser refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage

Fabrication Allemande. Matériel médical CE . Garanti 7 ans.

Pince Hartmann corps étranger en inox supérieur.