

### Pince à plis cutanés électronique

#### Pour une évaluation rapide du taux de graisse.

Permet de connaître le pourcentage de tissus adipeux.  
Pour le suivi des régimes ainsi qu'en médecine sportive.  
Selon la méthode de Jackson et Pollock.

- Écran LCD pour une lecture simple.
- Ergonomique pour une bonne préhension.
- Mesure en mm ou inch.
- Intervalle : 0-50 mm/0-2".
- Résolution : 0,1 mm/0.01".
- Précision :  $\pm 0,2$  mm/0.01".
- Poids : 40g.
- Largeur : 55 mm.
- Longueur : 110 mm.
- Température de fonctionnement : 0 °C à +40 °C.
- Température de stockage : -20 °C - +70°C

S'utilise avec batterie LR44 fournie.

Livré avec mode d'emploi et tableau de mesure.

Matériel médical CE.

