

## FICHE TECHNIQUE

### Porte-coton en inox

Porte coton en acier inoxydable, 14cm, stérilisable

Porte coton inox stérilisable

**Dimension** : 14 cm

Matériel médical CE

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

