



Réducteur de baignoire Ashby - Sécurité et confort dans le bain

Réduit la longueur interne de la baignoire de 30 cm

Ce réducteur de baignoire, conçu pour compenser une blessure ou un handicap temporaire ou permanent, offre une solution sécurisée et confortable. Il peut être aussi employé par les personnes de petite taille, celui-ci réduisant la longueur interne de la baignoire de 30 cm.

En réduisant la longueur interne de la baignoire, il permet à ces utilisateurs de poser leurs pieds sur un support solide, assurant ainsi un bain en toute sécurité. Les 4 ventouses présentes sur le produit permettent d'assurer une forte stabilité. Les ventouses octroient une fixation sécurisée et sont facilement démontables au besoin.

De plus, un trou dans la base de ce réducteur permet l'entrée, tandis qu'un trou d'aération sous la poignée assure une utilisation sans interférence avec le remplissage ou la vidange de la baignoire.

Convient aux baignoires lisses et non texturées.

Caractéristiques :

- Sécurité accrue : prévient les glissades avec 4 ventouses larges assurant une fixation solide
- Installation simple
- Ne gêne pas le remplissage et la vidange de la baignoire

Matériau : Plastique MDPE (polyéthylène)

Dimensions : 37 x 28 x 30 cm

Couleur : Blanc

Capacité de poids maximum : 190 kg

Poids du produit : 1,8 kg

Poids à l'expédition : 2,2 kg

Certifié conforme aux normes européennes (Marquage CE).